

CE EN Certification mark declaring this product's compliance with EU legislation
DE Produktes mit der EU-Gesetzgebung bestätigt

UK EN Certification mark declaring this product's compliance with UK legislation
DE Zertifizierungszeichen, das die Übereinstimmung dieses Produktes mit der Gesetzgebung des Vereinigten Königreiches bestätigt

EC REP EN EU Authorised Representative
DE Bevollmächtigter in der EU

UK REP EN UK Responsible Person
DE Verantwortliche Person im Vereinigten Königreich

EN Follow the instructions for use
DE Gebrauchsanweisung beachten

MD EN Medical Device
DE Medizinprodukt

UDI EN Unique Device Identifier
DE Produktidentifizierungsnummer

EN Single patient multiple use
DE Einzelner Patient, mehrfach anwendbar

EN Importer
DE Importeur

EN Distributor
DE Händler

EN Manufacturer
DE Hersteller

EN Date of manufacture
DE Herstellungsjahr

Body Armor® Stirrup Walker



EN High and low version
DE Hohe und niedrige Version

EN High-Air and Low-Air version and pump
DE Hohe und niedrige Version mit Luftkissen und Pumpe

Body Armor® Stirrup Walker

EN Lower Leg Foot Orthosis
DE Unterschenkel-Fußorthese



ALGEO S

A. Algeos Ltd
Sheridan House
Bridge Industrial Estate
Speke Hall Road
Liverpool
L24 9HB, UK
+44 (0)151 448 1228
+44 (0)151 448 1008
algeos.com
info@algeos.com

DARCO International, Inc.
810 Memorial Blvd.
Huntington | WV 25701 | USA
Phone 304.522-4883
www.darcointernational.com

EC REP

DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting | Germany
Tel. +49 8807 9228-0 | Fax -22
info@darco.de | www.darco.de



UK REP

V-M Orthotics Ltd.
Unit 25
Halesworth Business Centre
Norwich Rd | Halesworth
Suffolk IP19 8QJ | UK

Made in China

UK
CA
CE

BASW-2023-02-15 Rev. 01



DARCO

EN Instructions for use

Body Armor® Stirrup Walker | Lower Leg Foot Orthosis



Important notes

If there is a serious deterioration in your state of health as a result of using the medical device, please report this to your specialist dealer or the manufacturer as soon as possible. If you report this to the specialist dealer, the dealer will forward this immediately. The reports are agreed with and processed by the competent authorities.

Please always follow these instructions for use. In case of adverse effects (e.g. skin swelling, pressure points, disorders of blood circulation, etc.) please tell your doctor. Function and optimum protection are no longer guaranteed if the product is handled incorrectly. This device assists recovery and should be used exclusively under the instruction of and in consultation with your doctor or a healthcare professional. DARCO International Inc. does not assume any responsibility. Do not wear the product in direct contact with injured, irritated, damaged or broken skin. This device is not recommended for direct skin contact. You should use bandages, dressings or socks.

Do not drive a vehicle while you are wearing this device. Use extreme caution when walking with this device on uneven surfaces. Walk more slowly than usual. This device is intended for single-patient use only.

Purpose

Lower leg foot orthosis for immobilization in a given position

Indications / Contraindications

Indications

- Lower leg-foot region for:
- > Postoperative use
- > Trauma care
- > Stress fractures
- > Soft tissue injury

Contraindications

- > Open fractures
- > Poor circulation

Technical data

Sizes

- > Version high and low
- > Universal fit for right and left

Size	EU	UK
XS	34 – 36	up to 4
S	37 – 39	4.5 – 6.5
M	40 – 42	7 – 8
L	43 – 45	8.5 – 11
XL	46 – 48	12 – 13.5

Material

Outsole: EVA
Insole: TPR
Lining: Polyester
Hook and loop straps: Nylon
Splints: Polypropylene
Pump: TPU

Combination with other products

No specifications

Design features

Shock-absorbing rocker outsole with lateral stabilization elements for immobilization. Closing system with variable hook and loop fasteners. Optional inflatable liner in both high and low versions for individual adjustment. The lower leg foot orthosis is available in five sizes with a universal fit for the right and left.

Use

- Open the hook and loop straps and release the closures of the inner liner.
- Spread open the liner and place the foot heel first into the walker.
- Wrap the liner around the foot and secure with the closures.
- With leg in walker and ankle positioned at 90°, begin securing hook and loop straps, starting at the toes and working towards the knee.

Additional Steps: High-Air and Low-Air versions ONLY

- Inflate liner by pressing the pump.
- To release air pressure, press the silver button located beneath the pump until air begins to escape.



Caution

Do not overinflate air versions.

Working life / Lifespan of the product

The lifespan of the medical device is determined by natural wear and tear due to proper handling / cleaning. The medical device is designed to be used for the usual duration of use prescribed by a doctor without showing a reduction in safety or performance. After the period of use prescribed by your doctor, check the function of the product together with your doctor or specialist dealer.

Maintenance

The product does not require maintenance.

Cleaning instructions

- > When the shell or inner liner is slightly dirty, clean it with a damp cloth or a soft brush.
- > Allow the shell or inner liner to air dry only.

Disposal



Dispose of after use. Please dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. Dispose of this product after use in accordance with applicable local laws and regulations.

DE Gebrauchsanweisung

Body Armor® Stirrup Walker | Unterschenkel-Fußorthese



Wichtige Hinweise

Kommt es durch die Anwendung des Medizinproduktes zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes, dann melden Sie dies bitte schnellstmöglich Ihrem Fachhändler oder dem Hersteller. Bei einer Meldung an den Fachhändler wird dieser diese umgehend weiterleiten. Die Meldungen werden mit den zuständigen Behörden abgestimmt und bearbeitet.

Beachten Sie bitte immer diese Gebrauchsanweisung. Bei Nebenwirkungen (z. B. Hautschwellung, Druckstellen, Blutzirkulationsstörungen usw.) informieren Sie bitte Ihren Arzt. Bei unsachgemäßer Handhabung des Produkts ist die Funktion und ein optimaler Schutz nicht mehr gewährleistet. Dieses Hilfsmittel dient der Genesung und ist ausschließlich unter der Anleitung Ihres Arztes oder einer medizinischen Fachkraft (bzw. in Rücksprache) zu verwenden. DARCO International Inc. übernimmt hierfür keine Verantwortung. Tragen Sie das Produkt nicht in direktem Kontakt mit verletzter, irritierter, geschädigter oder intakter Haut. Dieses Hilfsmittel ist nicht für den direkten Hautkontakt geeignet. Verwenden Sie z. B. Verbandstoffe oder Socken.

Während Sie dieses Hilfsmittel tragen, empfehlen wir Ihnen, kein Fahrzeug zu steuern. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie Treppen steigen (z. B. auch den Bordstein betreten) und auf unebenen Wegen gehen. Gehen Sie langsamer als gewohnt. Dieses Hilfsmittel ist nur für die Anwendung an einem einzelnen Patienten vorgesehen

Zweckbestimmung

Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position

Indikationen / Kontraindikationen

Indikationen

- Unterschenkel-Fuß Region bei:
- > Postoperativer Anwendung
- > Trauma Versorgung
- > Stressfrakturen
- > Weichteilverletzung

Kontraindikationen

- > Offene Frakturen
- > Durchblutungsstörungen

Technische Daten

Größen

- > Mit hohem und kurzem Schaft lieferbar
- > Universell rechts und links tragbar

Größe

Größe	EU	UK
XS	34 – 36	ab 4
S	37 – 39	4.5 – 6.5
M	40 – 42	7 – 8
L	43 – 45	8.5 – 11
XL	46 – 48	12 – 13.5

Material

Außensohle: EVA
Innensohle: TPR
Innenfutter: Polyester
Klettverschlüsse: Nylon
Schiene: Polypropylen
Pumpe: TPU

Kombination mit anderen Produkten

Keine Vorgaben

Konstruktionsmerkmale

Stoßdämpfende Rocker-Laufsohle mit seitlichen Stabilisierungselementen zur Ruhigstellung. Verschluss-System mit variablen Klettverschlüssen. Optional aufblasbarer Liner in hoher und niedriger Ausführung zur individuellen Anpassung. Die Unterschenkel-Fußorthese ist in fünf Größen universell für rechts und links erhältlich.

Anwendung

- Öffnen Sie die Klettbinden und öffnen Sie die Klettverschlüsse des Innenfutters.
- Weiten Sie das Innenfutter und platzieren Sie die Ferse in der Orthese.
- Legen Sie das Innenfutter um den Fuß und schließen Sie die Verschlüsse.
- Positionieren Sie den Unterschenkel zum Fuß im 90° Winkel und beginnen Sie die Klettbinden zu schließen. Beginnen Sie mit dem Klettband an den Zehen und arbeiten Sie Richtung Knie.

Zusätzliche Schritte für die Versionen mit Luftkissen in hoher oder niedriger Ausführung:

- Pumpen Sie Luft in das Innenfutter, indem Sie auf die Pumpe drücken.
- Um den Luftdruck zu verringern, drücken Sie auf den silbernen Knopf unter der Pumpe bis die Luft entweicht.



Hinweis

Vermeiden Sie ein zu kräftiges Aufpumpen der Luftkissenversion.

Nutzungs- / Lebensdauer des Produkts

Die Lebensdauer des Medizinprodukts wird durch den natürlichen Verschleiß bei sach- und anwendungsgemäßem Umgang / Reinigung bestimmt. Das Medizinprodukt ist ausgelegt, dass die übliche vom Arzt verordnete Nutzungsdauer ohne Sicherheits- und Leistungsminderungen verwendet werden kann. Nach der vom Arzt verordneten Nutzungsdauer überprüfen Sie die Funktion des Produktes gemeinsam mit Ihrem Arzt oder Fachhandel.

Wartung

Das Produkt ist wartungsfrei.

Reinigungshinweise

- > Wenn die Schale oder das Innenfutter leicht verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste.
- > Lassen Sie die Schale oder den Innenschuh nur an der Luft trocknen.

Entsorgung



Bitte entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Entsorgen Sie dieses Produkt nach Abschluss der Behandlung gemäß den örtlichen Gesetzen und Verordnungen.